



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: real-times@vip.163.com

dNTP 套装

● 产品包装:

目录号	产品名称	规格
RTA3204-01	100mM dATP	100 μ l
RTG3205-01	100mM dGTP	100 μ l
RTC3206-01	100mM dCTP	100 μ l
RTT3207-01	100mM dTTP	100 μ l

● 储存条件:

-20 $^{\circ}$ C长期保存

● 产品特点

dNTP 纯度均达到 99%以上，不含 DNase 和 RNase，适合多种聚合酶的扩增反应。

● 产品说明

本产品为 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 共 4 种溶液的套装，每种浓度均为 100mM，适合用于 PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA 或普通 DNA 合成、引物延伸反应、DNA 测序、DNA 标记等各种常规分子生物学反应。

● 注意事项

可以常温溶解，溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上，使用完毕后宜立即置于-20 $^{\circ}$ C 保存。